


人とのふれあいを もっと深く、もっと新しく。GSI Creos



don whitley
scientific

www.dwscientific.co.uk

快適さを追求



細胞培養用
低酸素ワークステーション

H Series

Don Whitley Scientific社製のワークステーションは1980年から設計製造が行われており、今までに2000以上の機器を40ヶ国以上へ導入した実績を誇ります。人間工学に基づいて改良され続けた快適な作業空間は、がん細胞研究、再生医療研究の分野でも世界中で愛されております。

優れた密閉性:
作業中も適切にガスを供給し、
わずかな陽圧状態を保持

温度調整:
周囲環境
温度+5°C
~45°C
の制御
範囲で
設定値
±0.6°C
以内に
温度を
コントロール
します。



湿度調整:
40%~80%
RHの制御
範囲で
設定値
±3.5%RH
以内に湿度
をコントロール
します。

酸素調整:0~20%の
制御範囲で設定値
±0.2%以内でコントロールします。

CO2調整:0~15%の
制御範囲で設定値
±0.02%以内でコントロールします。

充実したオプション

HEPAフィルター

スリーブレスシステム

シングルプレートエントリー

リムーバブルフロント

データログシステム

冷却ユニット

フットスイッチ

マイクروسコープ

株式会社GSIクレオス URL: <http://sid.gsi.co.jp/>

化成品部 理化学課

東京 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-1 TEL:03-5211-1807 FAX:03-5211-1903

大阪 〒540-6591 大阪府中央区大手前1-7-31OMMビル TEL:06-6944-2623 FAX:06-6946-8548